



SD-SPEEDX EXPOSURE CHART

EXPOSURE CHART		60 kV 7 mA	70 kV 7 mA	65 kV 10 mA	70 kV 10 mA
MAXILLARY	MOLARS	0,50	0,25	0,32	0,25
	BICUSPIDS	0,40	0,20	0,25	0,20
	CUSPIDS	0,32	0,18	0,20	0,18
	INCISORS	0,32	0,18	0,20	0,18
MANDIBULAR	MOLARS	0,40	0,20	0,25	0,20
	BICUSPIDS	0,32	0,18	0,20	0,18
	CUSPIDS	0,25	0,16	0,18	0,16
	INCISORS	0,25	0,16	0,18	0,16

Adjust condition and time according to patient and apparatus

ГРАФИК ЭКСПОНИРОВАНИЯ		60 кВ, 7 мА	70 кВ, 7 мА	65 кВ, 10 мА	70 кВ, 10 мА
Верхняя челюсть	Большие коренные зубы	0,50	0,25	0,32	0,25
	Малые коренные зубы	0,40	0,20	0,25	0,20
	Клыки	0,32	0,18	0,20	0,18
	Резцы	0,32	0,18	0,20	0,18
Нижняя челюсть	Большие коренные зубы	0,40	0,20	0,25	0,20
	Малые коренные зубы	0,32	0,18	0,20	0,18
	Клыки	0,25	0,16	0,18	0,16
	Резцы	0,25	0,16	0,18	0,16

Подбирать параметры и время в зависимости от пациента и аппарата

ENGLISH

EASYPRESS is a device made of polycarbonate, its aim is to help to use the self-developing dental film SPEEDX correctly.

Thanks to its exclusive shape EASYPRESS helps to break the bag with the developing and fixing liquid and its immediate passage on the film.

Follow the instructions and the photos and remember that the massage with the thumb of your hand (photo 5) must be made immediately, pressing firmly the liquid in the direction pointed by the arrow for 30- 45 seconds.

With EASYPRESS it is easy to have perfect results.

ESPAÑOL

EASYPRESS es un accesorio realizado en policarbonato que sirve para facilitar el uso de la película radiográfica autorevelante SPEEDX. Gracias al perfil exclusivo EASYPRESS facilita la rotura de la bolsita que contiene el líquido de revelado y de fijaje y su inmediata emisión sobre la película. Sigue las instrucciones de uso y las fotografías, recordando que la fricción con el pulgar (foto 5) tiene que hacerse enseguida, empujando enérgicamente el líquido en la dirección de la flecha durante 30-45 segundos. Con Easypress es fácil obtener resultados perfectos.

DEUTSCH

EASYPRESS ist ein Zubehörteil aus Polykarbonat, um die Verwendung des selbstentwickelnden Röntgenfilms SPEEDX zu erleichtern. Dank der exklusiven Form erleichtert EASYPRESS das Aufbrechen der Hülle, die Entwickler- und Fixierflüssigkeit enthält, und erlaubt deren sofortiges Eindringen auf den Film. Folgen Sie den Gebrauchsanweisungen und den Abbildungen. Denken Sie daran, dass das Massieren mit dem Daumen (Foto 5) unmittelbar erfolgen muss und Sie die Flüssigkeit 30-45 Sekunden lang energisch in Pfeilrichtung drücken. Mit Easypress ist es leicht, perfekte Ergebnisse zu erzielen.

FRANÇAIS

EASYPRESS est un accessoire réalisé en polycarbonate dont l'utilisation facilite l'usage de la pellicule autodeveloppante SPEEDX. Grâce à la forme exclusive de l'empreinte, EASYPRESS facilite l'éclatement du sachet contenant le liquide de développement et de fixation et de le chasser instantanément sur la pellicule. Suivre les instructions d'après les photographies en se rappelant que le massage avec le pouce (photo 5) doit se faire immédiatement durant 30 – 45 secondes, en repoussant énergiquement le liquide suivant la direction de la flèche. Avec EASYPRESS il est facile d'obtenir un résultat parfait.

ITALIANO

EASYPRESS è un accessorio realizzato in policarbonato da utilizzarsi per facilitare l'uso della pellicola radiografica autosviluppante SPEEDX. Grazie all'esclusiva sagoma EASYPRESS facilita lo scoppio della bustina contenente il liquido di sviluppo e fissaggio e la sua immediata immissione sulla pellicola. Segui le istruzioni d'uso e le fotografie, ricordando che il massaggio con il pollice della mano (foto 5) deve essere immediato, spingendo energicamente il liquido nella direzione della freccia per 30-45 secondi. Con Easypress è facile ottenere risultati perfetti.

РУССКИЙ

EASYPRESS ЯВЛЯЕТСЯ АКСЕССУАРОМ СДЕЛАННЫМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОГО ОБЛЕГЧАЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛЁНКИ АВТОПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ SPEEDX. БЛОГАДАРЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ОТПЕЧАТКА, EASYPRESS ОБЛЕГЧАЕТ ОТКРЫТИЕ ПАКЕТИКА СОДЕРЖАЩЕГО ПРОЯВИТЕЛНУЮ И ЗАКРЕПИТЕЛНУЮ ЖИДКОСТЬ И ПРОГОНЯТЬ ЕГО МГНОВЕННО НА ПЛЁНКЕ. СЛЕДОВАТЬ ЗА ИНСТРУКЦИЯМИ СОГЛАСНО РИСУНОМ И ОБЪЯСНЕНИЕМ НАПОМИНАЯ ЧТО МАССАЖ (РИСУНОК 5) С БОЛШИМ ПАЛЦОМ ДОЛЖЕН ПРОИЗОЙТИ БЫСТРО В ТЕЧНИЕ 30 – 45 СЕКУНД ОТКЛОНЯЯ ЭНЕРГИЧНО ЖИДКОСТЬ СОГЛАСНО НАПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКИ. С EASYPRESS ЛЕГКО ПОЛУЧАТЬ ТОЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

easypress